



Diemme
DISPOSITIVI MEDICI

Microbisturi Oftalmici

GLADIUS®

bisturi oftalmici **D** microsurgical knives

Diemme
DISPOSITIVI MEDICI

L'innovazione Gladius, protezione e semplicità

I microbisturi Gladius® sono progettati per offrire un taglio preciso e nitido, muniti di un meccanismo di sicurezza brevettato per minimizzare il rischio di tagli accidentali che potrebbero verificarsi durante tutte le fasi di un intervento chirurgico.

L'attivazione e la disattivazione della protezione avviene con l'utilizzo di una sola mano, in conformità alla normativa sulla sicurezza per la prevenzione di ferite da taglio o da punta (Direttiva Europea 2010/32EU, recepita in Italia con D.Lgs 19/2014).

Come si usano i Microbisturi Gladius® Protetti

Lama disattivata

Guscio Protettivo



Lama attivata

Guscio Protettivo



Microbisturi Gladius® per Incisione Phaco

Modello TP Single Bevel con indicatore di profondità sulla lama a 2 mm

- **Ref. DMTPSK22SB** - 2.2 mm, angolato 45° Single Bevel
- **Ref. DMTPSK24SB** - 2.4 mm, angolato 45° Single Bevel
- **Ref. DMTPSK275SB** - 2.75 mm, angolato 45° Single Bevel

Quantità: 6 pz / box



Modello AM Single Bevel con indicatore di profondità sulla lama a 2 mm

- **Ref. DMTPAM22SB** - 2.2 mm, angolato 45° Single Bevel
- **Ref. DMTPAM24SB** - 2.4 mm, angolato 45° Single Bevel
- **Ref. DMTPAM275SB** - 2.75 mm, angolato 45° Single Bevel

Quantità: 6 pz / box

Modello TP Double Bevel con indicatore di profondità sulla lama a 2 mm

- **Ref. DMTPSK18DB** - 1.8 mm, angolato 45° Double Bevel
- **Ref. DMTPSK20DB** - 2.0 mm, angolato 45° Double Bevel
- **Ref. DMTPSK22DB** - 2.2 mm, angolato 45° Double Bevel
- **Ref. DMTPSK24DB** - 2.4 mm, angolato 45° Double Bevel
- **Ref. DMTPSK275DB** - 2.75 mm, angolato 45° Double Bevel

Quantità: 6 pz / box

Microbisturi Gladius® Sideport

- Ref. **DMSPSK12DB** - 1.2 mm, angolato Double Bevel

Quantità: 6 pz / box



Microbisturi Gladius® Stab

- Ref. **DMSTSK150DB** - 15° retto
- Ref. **DMSTSK225DB** - 22.5° retto
- Ref. **DMSTSK300DB** - 30° retto

Quantità: 6 pz / box



Microbisturi Gladius® per Vitrectomia

- Ref. **DMVRSK20DB** - 20G retto

Quantità: 6 pz / box



Microbisturi Gladius® Crescent

- Ref. **DMCRSK20BU** - 2.0 mm, angolato Bevel Up
- Ref. **DMCRSK125DB** - 1.25 mm, angolato Double Bevel

Quantità: 6 pz / box



GLADIUS®

bisturi oftalmici **D** microsurgical knives

Diemme
DISPOSITIVI MEDICI

La gamma dei microbisturi Gladius® prevede anche una linea di bisturi standard, dall'impugnatura più sottile e maneggevole.



Microbisturi Gladius® per Incisione Phaco

Modello TP single bevel con indicatore di profondità sulla lama a 2 mm

- Ref. **GSTPSK22SB** - 2.2 mm, angolato 45° Single Bevel
- Ref. **GSTPSK24SB** - 2.4 mm, angolato 45° Single Bevel
- Ref. **GSTPSK275SB** - 2.75 mm, angolato 45° Single Bevel

Quantità: 6 pz / box



Modello AM single bevel con indicatore di profondità sulla lama a 2 mm

- Ref. **GSTPAM22SB** - 2.2 mm, angolato 45° Single Bevel
- Ref. **GSTPAM24SB** - 2.4 mm, angolato 45° Single Bevel
- Ref. **GSTPAM275SB** - 2.75 mm, angolato 45° Single Bevel

Quantità: 6 pz / box

Modello TP double bevel con indicatore di profondità sulla lama a 2 mm

- Ref. **GSTPSK18DB** - 1.8 mm, angolato 45° Double Bevel
- Ref. **GSTPSK20DB** - 2.0 mm, angolato 45° Double Bevel
- Ref. **GSTPSK22DB** - 2.2 mm, angolato 45° Double Bevel
- Ref. **GSTPSK24DB** - 2.4 mm, angolato 45° Double Bevel
- Ref. **GSTPSK275DB** - 2.75 mm, angolato 45° Double Bevel

Quantità: 6 pz / box

Microbisturi Gladius® Sideport

- Ref. **GSSPSK12DB** - 1.2 mm, angolato Double Bevel

Quantità: 6 pz / box



Microbisturi Gladius® Stab

- Ref. **GSSTSK150DB** - 15° retto
- Ref. **GSSTSK225DB** - 22.5° retto
- Ref. **GSSTSK300DB** - 30° retto

Quantità: 6 pz / box



Microbisturi Gladius® per Vitrectomia

- Ref. **GSVRSK20DB** - 20G retto

Quantità: 6 pz / box



Microbisturi Gladius® Crescent

- Ref. **GSCRSK20BU** - 2.0 mm, angolato Bevel Up
- Ref. **GSCRSK125DB** - 1.25 mm, angolato Double Bevel

Quantità: 6 pz / box



Diemme

DISPOSITIVI MEDICI

Via Pellizza da Volpedo, 109
20085 - Locate di Triulzi (MI)
Tel. +39 02 90.77.553 - Fax +39 02 90.77.405
info@diemmesrl.it - www.diemmesrl.it